

2022年9月16日

お取引先 各位

製品仕様変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび下記製品におきまして付属品の仕様を変更させて頂く事となりましたのでご案内致します。

敬具

記

■対象製品： アイテクノロジー社製 プロテクションキャップ付きマイクロ鑷子・剪刀

■仕様変更内容： 製品に付属のプロテクションキャップ(製品本体に変更はございません)

■変更実施日： 2022年10月出荷分より

※現行製品の在庫がなくなり次第、新しいプロテクションキャップを装着した製品を出荷します。
在庫状況により、製品によっては新旧のプロテクションキャップを装着した製品が混在することがございます。あらかじめご了承下さい。

※価格の変更はございません。

※プロテクションキャップの仕様変更に伴い、専用滅菌トレーの仕様も若干変更となります。

詳細は別紙資料をご参照下さい。

※上記資料は弊社ホームページ【NEWS】よりダウンロードできます。

以上

株式会社 エムイーテクニカ

□東京本社	〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-34-4	TEL：03-5395-4588	FAX：03-5395-4866
□大阪営業所	〒533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南 3-2-12	TEL：06-6829-7912	FAX：06-6829-7922
□札幌営業所	〒007-0884 北海道札幌市東区北丘珠 4 条 1-20-2	TEL：011-792-6522	FAX：011-792-6522
□仙台営業所	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1-9-2-203	TEL：022-739-7975	FAX：022-739-7976
□福岡営業所	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 1-8-28	TEL：092-432-3740	FAX：092-432-3741

プロテクションキャップ仕様変更のお知らせ



アイテクノロジー社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
チップを保護するプロテクションキャップ(以下「キャップ」という)の仕様変更になりました。
新しいキャップは、ショートシャフトとロングシャフトにも使用できます。
それに伴い従来のショートシャフト用のキャップは販売終了になりました。
●価格の変更はございません。 ¥3,000(税別)


TOP

SIDE

新 120003 プロテクションキャップ



全長:68mm



旧 120001 プロテクションキャップ



全長:58mm



安全性の向上

従来品と比べて約10mm長くなり、シャフトとチップの保護範囲が広がりました。
キャップはハンドルを解放した状態で深くしっかりと被り、安全に固定します。


MOVIE 脱着方法



変更実施日: 2022年10月出荷分より

現行製品の在庫がなくなり次第、新しいキャップを装着した製品を出荷します。
在庫状況により、製品によっては新旧のキャップを装着した製品が混在することがあります。

ご注意ください プロテクションキャップの仕様変更に伴い、シリコンパーを交換する必要があります。



ご使用中のトレーに
新しいキャップを装着した製品を収納するには…

新しいキャップは高さがあるので、ハンドルを横に向けて収納します。
従来のシリコンパーのままでは穴が小さくハンドルが入らないため、
穴の大きなシリコンパーに交換する必要があります。
シリコンパーの穴にハンドルを縦方向に差し込み、横に倒すと容易に
固定できます。

シリコンパー交換後は

新旧どちらのキャップを装着した製品も収納することができます。

ご使用のトレー

交換用シリコンパー

M-2703A(1本用トレー) / M-2603A(ショートハンドル1本用トレー)

▶ 2511S シリコンパー1スロット ¥1,000(税別)

M-2702A(2本用トレー) / M-2602A(ショートハンドル2本用トレー)

▶ 2513S シリコンパー3スロット ¥1,000(税別)