


## ■ ハッサンコーン取付用 シリコンバーキット




M-KIT-HC ハッサンコーン取付用 シリコンバーキット ¥20,800

構成部品 : IN-3951 × 2 (ベース) IN-6873 × 1 (フタ)


取付例



IN-8937 ダビンチ Xi プロシージャートレー



IN-8939 ダビンチ Xi アクセサリートレー



※ 取付はお客様作業となります。

材質 : シリコン

対応滅菌 : オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)