

マルチパック インサートトレイ

材質/レイテール

AC

EOG

サイズバリエーションが豊富で多種多様な器具を収納することができます。

※セット番号はありません。ご注文の際は、フタ、ベース、マットなど、必要となる製品の番号をお知らせください。

5010シリーズ



スタックバック同サイズ
5710シリーズ P12

ベース	5010-03-180P	490×215×43mm
平フタ	5010-50-000P	516×235×13mm
シリコンマット	5010-04	485×211mm

サイズ 内寸:490×215×43mm 外寸:516×235×68mm



ベース	5010-03-180P	490×215×43mm
高フタ	5010-50-175P	516×235×47mm
シリコンマット	5010-04	485×211mm

サイズ 内寸:490×215×79mm 外寸:516×235×87mm


5023シリーズ



ベース	5023-03-180P	315×215×43mm
平フタ	5023-50-000P	342×236×13mm
シリコンマット	5023-04	315×211mm

サイズ 内寸:315×215×43mm 外寸:342×236×68mm

#1015シリーズ



ベース+フタ+マット	#1015	233×133×63mm
ベース+フタ	#1015-00	233×133×63mm

サイズ 内寸:233×133×63mm 外寸:283×180×80mm

5022シリーズ



✓ スタックバック同サイズ
5722シリーズ P11

ベース	5022-03-180P	235×215×43mm
平フタ	5022-50-000P	258×236×13mm
シリコンマット	5022-04	231×211mm

サイズ 内寸:235×215×43mm 外寸:258×236×68mm



ベース	5022-03-180P	235×215×43mm
高フタ	5022-50-175P	258×236×47mm
シリコンマット	5022-04	231×211mm

サイズ 内寸:235×215×79mm 外寸:258×236×87mm

5122シリーズ 【5022の深型タイプ】



✓ 平フタタイプはこちら
5722シリーズ P11

ベース	5122-03-375P	235×215×92mm
高フタ	5022-50-175P	258×236×47mm
シリコンマット	5022-04	231×211mm

サイズ 内寸:235×215×128mm 外寸:258×236×137mm

※マットはP18の表からお選びください。 ※マルチバックの全てのアクセサリーを使用することができます。P15-17をご参照ください。