


マルチパック 5500 鉗子用キット

材質/レイデルR


AC

EOG

ワイヤーラックに取り付けた留具で鉗子を固定する鉗子専用トレーです。
トレー内部の空間を生かして手術小物を収納することもできます。




ラパロ鉗子用トレー



M-55005372

ラパロ鉗子用トレー 5mm&10mm

サイズ 内寸:508×226×153mm 外寸:534×254×164mm



M-55005373

ラパロ鉗子用トレー 5mm

サイズ 内寸:508×226×153mm 外寸:534×254×164mm

※鉗子のメーカーにより、収納本数は留具の穴の数より少ない場合があります。