

マルチパック ラージメタルトレイ

材質/アルミニウム

AC

EOG

多種多様な形状の軟性・硬性ファイバースコープやビデオスコープ、エコープローブなどを機能的に配置して、収納・滅菌するために開発された滅菌トレーです。

シリコンバーや可動ポストなど豊富なアクセサリーの組み合わせにより、様々な形状の器具を安全に固定することができます。

M.E. Technica
Original




MTC-6002 ラージメタルトレイ(マット付) 725×307×76mm

内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm (底面の足を含む)

腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

コンパクト収納 MP3-009-1 P4



MTC-6002-001


腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: LTF-S190-10 (LTF-S190-5・VH・VP・V3も収納可)

膀胱ビデオスコープ用トレイ

コンパクト収納 MP3-008-1 P3




MTC-6002-006

膀胱ビデオスコープ用トレイ

サイズ 内寸: 725×307×76mm 外寸: 753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS: CYF-VA2 / CYF-VHA

喉頭ファイバースコープ用トレー

コンパクト収納  M-275-004 P22
MTC-6002-008
 喉頭ファイバースコープ用トレー

サイズ 内寸：725×307×76mm 外寸：753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS：LF-TP/LF-DP/LF-GP

脳室ビデオスコープ用トレー


コンパクト収納  MP3-011-1 P4
MTC-6002-010
 脳室ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸：725×307×76mm 外寸：753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS：VEF-V

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレー

喉頭ビデオスコープ用トレー

コンパクト収納  MP3-016-1 P5
MTC-6002-011
 腎盂・尿管ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸：725×307×76mm 外寸：753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS：URF-V3

MTC-6002-012
 喉頭ビデオスコープ用トレー

サイズ 内寸：725×307×76mm 外寸：753×323×90mm

対応機種 OLYMPUS：LF-V

※ラップした滅菌トレーを庫内に無理なく納められるよう、あらかじめ **滅菌器庫内のサイズ** をご確認ください。※マットは3枚に分割されています。1枚シートではありません。