

マルチパック ^{エムピースリー}MP3メタルトレイ

材質/アルミニウム(ベース・平フタ) レイデルR(高フタ)


AC EOG

エンドスコープに最適なMP3メタルトレイ。
軟性・硬性ファイバースコープやビデオスコープ、エコープローブなどを安全に収納します。
視認性に優れた透明高フタと組み合わせることができます。



■MP3メタルトレイ 平フタセット

内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm




■MP3メタルトレイ 高フタセット

内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

	製品番号	商品名	サイズ
ベース	96258030	MP3メタルトレイベース 76mm	655×240×76mm
フタ	96259003	MP3メタルトレイ平フタ	672×253×11mm
	7026-02	マルチパック透明高フタ	675×250×47mm
シリコンマット	7026-04SD	シリコンマット スモールダイヤモンドグリッド	638×232mm

膀胱ビデオスコープ用トレイ

ゆったり収納 MTC-6002-006 P1



MP3-008-1

膀胱ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

MP3-008-2


膀胱ビデオスコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

高フタ 内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

対応機種 OLYMPUS:CYF-VA2/CYF-VHA

腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ

ゆったり収納  MTC-6002-001 P1

OLYMPUS:LTF-S190-5

MP3-009-1
腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ 平フタセット


MP3-009-2
腹腔・胸腔ビデオスコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

高フタ 内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

対応機種 OLYMPUS:LTF-S190-5/LTF-S190-10

※LTF-S190-10を収納時は、ライトガイドケーブルの一部が硬性鏡の上にかかります。



OLYMPUS:LTF-S190-10

腹腔・胸腔スコープ用トレイ



※マットは7024-04ですが、7026-04SDに仕様変更しています。

MP3-010-1
腹腔・胸腔スコープ用トレイ 平フタセット

MP3-010-2
腹腔・胸腔スコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

高フタ 内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

対応機種 OLYMPUS:LTF-260/LTF-240

脳室ビデオスコープ用

ゆったり収納  MTC-6002-010 P2

MP3-011-1
脳室ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

MP3-011-2
脳室ビデオスコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ 内寸:655×240×76mm 外寸:672×253×90mm

高フタ 内寸:655×240×112mm 外寸:675×250×125mm

対応機種 OLYMPUS:VEF-V

ヒステロファイバースコープ用トレイ




MP3-015-1
ヒステロファイバースコープ用トレイ 平フタセット

MP3-015-2
ヒステロファイバースコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ	内寸: 655×240×76mm	外寸: 672×253×90mm
高フタ	内寸: 655×240×112mm	外寸: 675×250×125mm
対応機種	OLYMPUS: HYF-XP/HYF-1T	

腎盂・尿管ファイバースコープ用トレイ




MP3-021-1
腎盂・尿管ファイバースコープ用トレイ 平フタセット

MP3-021-2
腎盂・尿管ファイバースコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ	内寸: 655×240×76mm	外寸: 672×253×90mm
高フタ	内寸: 655×240×112mm	外寸: 675×250×125mm
対応機種	OLYMPUS: URF-P7	

腎盂・尿管ビデオスコープ用トレイ



ゆったり収納  MTC-6002-011 P2

MP3-016-1
腎盂・尿管ビデオスコープ用トレイ 平フタセット

MP3-016-2
腎盂・尿管ビデオスコープ用トレイ 透明高フタセット

平フタ	内寸: 655×240×76mm	外寸: 672×253×90mm
高フタ	内寸: 655×240×112mm	外寸: 675×250×125mm
対応機種	OLYMPUS: URF-V3	