


## スコープパック

材質/レイデルR **AC** **EOG**

豊富なアクセサリとの組み合わせにより硬性鏡や長尺の器具を安全に収納・滅菌することができます。



### シリコンバー付スタンダードセット

● 硬性鏡収納用 トレーとシリコンバーのセットです。

製品番号	商品名	サイズ	収納本数	使用シリコンバー
9312	スコープトレーセット S	内寸：281× 76×28mm 外寸：319× 87×42mm	1本	5350×1, 5351×1
9317	スコープトレーセット M	内寸：408× 76×28mm 外寸：446× 87×42mm	1本	5350×2, 5351×1
9321	スコープトレーセット L	内寸：510× 76×28mm 外寸：548× 87×42mm	1本	5350×2, 5351×1
9326*	スコープトレーセット XL	内寸：642×100×62mm 外寸：680×116×80mm	2本	5353×4, 5352×2
9331	スコープトレーセット LONG	内寸：767×116×62mm 外寸：814×132×78mm	2本	5353×4, 5352×2

※9326 留具なし

## スコープトレー (シリコンバーなし)


● 収納本数や器具の形状に応じてトレーとシリコンバーをお選びください。

製品番号	商品名	サイズ
9312-00	スコープトレーセット S	内寸：281× 76×28mm 外寸：319× 87×42mm
9317-00	スコープトレーセット M	内寸：408× 76×28mm 外寸：446× 87×42mm
9321-00	スコープトレーセット L	内寸：510× 76×28mm 外寸：548× 87×42mm
9326-00	スコープトレーセット XL	内寸：642×100×62mm 外寸：680×116×80mm
9331-00	スコープトレーセット LONG	内寸：767×116×62mm 外寸：814×132×78mm

※選択するシリコンバーにより2本まで収納できます。

## シリコンバー (バーホルダー付)


● ネジが2ヶ付属しています。

**5350**シリコンバー 1スロット  
φ15mmオープン**5351**シリコンバー 1スロット  
φ8mmクローズ**5352**シリコンバー 1スロット  
φ12mmクローズ**5353**シリコンバー 1スロット  
φ12mmオープン**5354**シリコンバー 1スロット  
φ6mmクローズ

※シリコンバーのサイズは38mmです。

※スコープ2本用に2つ穴のご用意できます。  
右写真参考。詳細はお気軽にご相談ください。

※シリコンバーは、上記以外の製品を選ぶことができます。P15-16をご参照ください。



【使用例】

## シリコンマット スモールダイヤモンドグリッド

<b>7026-04SD-1</b>	シリコンマット	9326-00用	638×100mm
<b>7026-04SD</b>	シリコンマット	9331-00用※	638×232mm

※9331-00用は専用マットではありません。カットしてご使用ください。

