



 M.E. Technica

Mi-4002 西村・藤本氏前房メインテナー 0.95×0.55mm ¥21,800

## 西村・藤本氏前房メインテナーは以下のような特徴を備えています。

- 平のチップ全体に施された微細なサンドブラスト加工が、サイドポート設置時の安定性を高めます。
- 薄く切削加工された扁平のチップは、23Gの前房メインテナー（弊社取扱製品）と比べ、多くの流量が得られます。
- 扁平のチップは、サイドポートへの挿入が容易で、自己閉鎖しやすい利点があります。
- チップに接続したインフュージョンチューブの取り付け位置を前後に移動させることで、前房内に入るチップの長さを調節することができます。

