

## ニッケル水素充電電池を内蔵した充電ハンドルをご使用のお客様へ

ニッケル水素充電電池については、ハイネ社の生産体制縮小に伴い、**2021年9月30日**で販売が終了いたします。  
この機会に、最新のリチウムイオン充電電池を内蔵した「ベータ4シリーズ」への移行をご検討ください。

【対象製品】 ● X-002.99.106

使用商品 コンパクト充電ハンドル



● X-002.99.380/X-002.99.382

使用商品 ベータNT充電ハンドル、ベータR充電ハンドル



コンパクト充電ハンドル



ベータNT充電ハンドル



リチウムイオン充電電池を内蔵したパワーソースシステム

### ベータ4シリーズ

「ベータ4スリム/スタンダード充電ハンドル」と「NT4充電器」の組み合わせで快適な操作環境が生まれます。

※ベータ4スリム充電ハンドルとベータ4スタンダード充電ハンドルは、NT4充電器以外では使用できません。

● 最新のリチウムイオン充電電池を内蔵!



ニッケル水素充電電池と比べ、軽量でメモリー効果がほとんどありません。  
連続使用時間も長く、長寿命で経済的です。

● 電源スイッチの自動オン/オフ機能!

充電ハンドルのスイッチをオンのまま充電器に戻すとライトは自動的に消灯。充電器から外すと自動的に点灯します。オン/オフ操作は不要です。

● 左右独立した充電機能を備えた充電器!

青色のリング状のLEDが充電中と充電完了を異なる発光パターンで知らせます。過充電防止の安全設計です。



● M-201.99.484

「ベータ4スリム充電ハンドル」+「NT4充電器」

¥ 91,800 (税別)

ベータ4スリム充電ハンドルは、軽量でコンパクトなハンドルです。

連続使用時間：(LED) 約3時間 (XHL電球) 約70分 充電時間：約3時間 重量：114g

● M-101.99.494

「ベータ4スタンダード充電ハンドル」+「NT4充電器」 ¥ 83,000 (税別)

ベータ4スタンダード充電ハンドルにはバッテリー残量を知らせるLEDインジケーターを内蔵しています。

連続使用時間：(LED) 約9時間 (XHL電球) 約3時間 充電時間：約2時間 重量：235g

