

icare THE TONOMETER — ic100 PROFESSIONALS' CHOICE

アイケアic100はプロフェッショナルのための眼圧計です。

アイケアic100は麻酔薬不要のリバウンドテクノロジーを用いた最新の眼圧計です。デザインとユーザーインターフェースを一新し、さらなる使いやすさを実現しました。



KEY FEATURES 主な機能



icare®
モードセレクト
シングル・連続の2つの測定
モードが選べます。



icare®
イージーナビ
ナビゲーションボタンと大型の
ディスプレイを採用し、直感的で
快適な操作を可能にしました。



icare®
イージーポジショニング
正しい測定位置を赤と緑のLED
で知らせます。



TA011

アイケアic100手持眼圧計 導入支援キャンペーン

◆プローブ1箱を含む本体標準セットにプローブを更に2箱プラスしたお得なキャンペーンです。

セット内容：
アイケアic100手持眼圧計 TA011 1式
ディスプレイプローブ TA011-1 2箱

740,000円 (税別)

キャンペーン期間：2018/01/01(月) ▶ 2018/03/31(土)

icare THE TONOMETER — ic100 PROFESSIONALS' CHOICE

EASY TO USE

- + 面倒なキャリブレーションは不要です。プローブを装填したら測定はわずか数秒で完了です。
- + 測定に特別なテクニックは不要です。再現性の高いデータが得られます。
- + プローブの直径はわずか1.7mm。小児や眼裂の狭い患者様の測定も容易です。

PATIENTS' CHOICE

- + 個包装されたディスポーザブルプローブは、感染症や微生物汚染の心配がありません。
- + 極小のプローブは優しく角膜に接触します。痛みは無く、麻酔薬は不要です。
- + 車椅子の患者様、乳幼児、往診時など、幅広くご使用いただけます。



TA011 アイケア ic100手持眼圧計

740,000円(税別)

製品構成：アイケア ic100手持眼圧計本体
 ディスポーザブルプローブ100本、プローブベース、単3アルカリ電池4本、取扱説明書
 操作ガイド、保証書、キャリングケース

消耗品：TA011-1 ディスポーザブルプローブ100本入り 18,000円(税別)
 TA011-2 プローブベース 11,000円(税別)

仕様

製品番号	TA011
測定範囲	7~50mmHg
データ保存	10件
寸法	約24-29mm(W)×35-95mm(H)×215mm(L)
重量	約230g(電池込み)
電源	単3アルカリ電池 4本
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器
医療機器認証番号	229ADBZX00030000
製造業者	アイケア フィンランド社 (Icare Finland Oy)

OPTION

TA650 卓上・壁掛けスタンド アイケア ic100用

28,000円(税別)

アイケア ic100手持眼圧計専用のスタンドです。
 卓上・壁掛け、2通りのご使用ができます。

幅130mm × 高さ295mm × 奥行き160mm(卓上)
 115mm(壁掛け)



M.E. Technica
 株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
 札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
 大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-22
 福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
 TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
 TEL 06-6479-1707 FAX 06-6479-1708
 TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.mettechnica.co.jp/> E-mail: infomet@mettechnica.co.jp

製品の仕様および定価は予告なく変更することがあります。 製造販売業許可番号:13B2X00180
 201712-1-5000