



**Eye
Technology**
A MedOne Company

FR-2293 太田氏IOL強膜内固定用鑷子 27G



FR-2293 太田氏IOL強膜内固定用鑷子 27G
FR-2273 太田氏IOL強膜内固定用鑷子 25G

¥230,000
¥179,000

強膜創より挿入してIOL支持部先端を把持し眼外へ引き出します。シャフトが短くカーブしているため前房内操作が容易です。

✓ 専用滅菌トレー M-2603A



MET-1002 スワール手術器具洗浄器 スワール電解洗浄水100セット ¥104,000

構成品：電磁スターラー、回転子X2、器具取付用ラック、予備ディスクX2、洗浄用ピーカー(1000ml)、スワール電解洗浄水100(2000ml)X2、計量カップ(50ml)X2

硝子体手術器具や手洗いが困難なデリケートな手術器具に付着した、タンパク質や血液などの汚れを効果的に分解・除去するマイクロ手術器具用洗浄器です。スターラーにより水流となって攪拌された洗浄水が、ダイヤモンドナイフや硝子体剪刀など超音波洗浄器を使用するとチップを損傷する恐れのある器具を安全に洗浄します。多様な形状の器具を最大で8本同時にセットできるので、人手をわずらわすことなく効率の良い洗浄が行えます。電解アルカリイオン水100%の「スワール電解洗浄水100」が付属しています。

MET-100-2L2 スワール電解洗浄水100 2000ml 2本入り ————— ¥ 8,000
MET-100-18L スワール電解洗浄水100 18000ml ————— ¥24,000

M.E. Technica
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

製品の仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。 製造販売業許可番号:13B2X00180