




**Eye  
Technology**  
A MedOne Company

松下氏・谷戸式マイクロフックトラベクトミーデバイス(松下氏TMHデバイス)



各 ¥39,800



- SH-6024 松下氏・谷戸式マイクロフックトラベクトミーデバイス(松下氏TMHデバイス) 直
- SH-6025 松下氏・谷戸式マイクロフックトラベクトミーデバイス(松下氏TMHデバイス) 右
- SH-6026 松下氏・谷戸式マイクロフックトラベクトミーデバイス(松下氏TMHデバイス) 左


松下氏・谷戸式マイクロフックトラベクトミーデバイス(松下氏TMHデバイス)は、低侵襲緑内障手術(MIGS)専用の器具として開発された、谷戸氏 ab internoトラベクトミーマイクロフックの先端を長く(1mm)鈍に加工した製品です。フックを長く鈍にしたことで、シュレム管に入った感覚がより明確になること、シュレム管内での操作が安定すること、シュレム管外壁に接触した場合にも出血しにくく、出血した場合にも視認性が良く切開操作を続けられるなどの利点があります。

※松下氏TMHデバイスとは、Tanito Micro-Hookの頭文字を取って名付けられた、谷戸式マイクロフックトラベクトミーの呼称です。



松下氏・谷戸式 フック

✓ 滅菌トレーのご紹介



- M-2601A-E  
アイテクノロジー社 フック用滅菌トレー 3本用 152×64×19mm ¥5,500
- 2600A  
マイクロトレー マット付 152×64×19mm ¥4,800



**M.E.Technica**  
株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-34-4  
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2  
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12  
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866  
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522  
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922  
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

<http://www.metecnica.co.jp/>

製品の仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。表示価格に消費税は含まれていません。 製造販売業許可番号:13B2X00180  
202112-1-500