



## 4Kウロカメラヘッド

プラズマ  
滅菌対応

軽量  
ボディ

安心収納



OLYMPUS:CH-S700-08-LB

M-8613-008

サミット 4Kウロカメラヘッド用トレイ

¥198,000

サイズ

内寸：387×244×76mm

外寸：410×260×96mm

材質：アルミニウム・シリコン

対応する滅菌方法：オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社)

