

Indirect Ophthalmoscope
: **HEINE OMEGA® 500**

Quality in a new light

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



XHL or LED?

XHL or LED

XHL/LED-TECHNOLOGY : XHL/LEDテクノロジー

数十年にわたり、高い評価を受けているハイネ社のXHLキセノンハロゲンテクノロジー。いま、このスタンダードを満たすLEDテクノロジーが生まれました。LEDのクオリティに妥協する必要はありません。

CRI 90

COLOUR RENDERING INDEX : 演色評価数

オメガ500LEDは、眼底観察に適した高演色性のLEDを使用しています。CRI (演色評価数)は90と卓越した値で、赤単色においても75と非常に良好です。さらに色温度も理想的な4000Kで、従来の照明光と遜色のない眼底観察を可能にしました。

◆CRI(演色評価数)とは
色の見え方が自然光下での見え方にどれだけ近いかを示す値です。この値が100に近いほど自然な色で見えることとなります。



HOMOGENITY : 均質な照明光

眼底の微細な病変を見逃さないためには、照明光が均質で歪みがないことが重要です。ハイネ社の光学技術で培った照明光のクオリティは、LEDにおいても例外ではありません。

OMEGA500® LED UNPLUGGED

オメガ500 LED アンプラグド



UNPLUGGED TYPE

● M-008.500.80	オメガ500 LEDアンプラグド® EN50壁掛け充電トランスセット セット構成 : オメガ500 LEDアンプラグド + EN50壁掛け充電トランス	¥ 599,000
● M-008.500.81	オメガ500 LEDアンプラグド® EN50壁掛け充電トランス+スタンドセット セット構成 : オメガ500 LEDアンプラグド + EN50壁掛け充電トランス + スタンド	¥ 629,000
● M-008.500.82	オメガ500 LEDアンプラグド® ACアダプターセット セット構成 : オメガ500 LEDアンプラグド + mPackアンプラグド充電用ACアダプター	¥ 571,000

OMEGA500® LED

オメガ500 LED



CODE TYPE

● M-008.500.50	オメガ500 LED EN50卓上/壁掛けトランスセット セット構成 : オメガ500 LED + EN50卓上/壁掛けトランス + 延長コード	¥ 588,000
● M-008.500.51	オメガ500 LED EN50卓上/壁掛けトランス+スタンドセット セット構成 : オメガ500 LED + EN50卓上/壁掛けトランス + スタンド + 延長コード	¥ 618,000
● M-008.500.60	オメガ500 LED mPack携帯バッテリー+EN50パワーベースセット セット構成 : オメガ500 LED + mPack携帯バッテリー+EN50パワーベース + 延長コード	¥ 626,000
● M-008.500.61	オメガ500 LED mPack携帯バッテリー+EN50パワーベース+スタンドセット セット構成 : オメガ500 LED + mPack携帯バッテリー+EN50パワーベース + スタンド + 延長コード	¥ 656,000
● M-008.500.62	オメガ500 LED mPack携帯バッテリー+ACアダプターセット セット構成 : オメガ500 LED + mPack携帯バッテリー+ACアダプター + 延長コード	¥ 561,000
● M-008.500.70	オメガ500 LED ACアダプターセット セット構成 : オメガ500 LED + ACアダプター	¥ 481,000

LED Up-Grade Kit

LEDアップグレードキット

お手持ちのオメガ500双眼倒像鏡(アンプラグド、コード式)をLED仕様にアップグレードすることができます。アップグレードした後も、LEDモジュールをXHLキセノンハロゲン電球と交換することで、相互の仕様で使うことができます。

X-008.16.325	LEDアップグレードキット アンプラグド	¥ 83,000
M-008.16.325	LEDアップグレードキット コード式	¥ 90,000

