



スムーズな穿刺としっかりとした安定性を保つトロカールとカニューラ。そしてシリコンチップ needles の挿入も容易で閉塞性に優れたクロージャールバルブがセットになったカニューラシステムです。


セット構成: カニューラ×3、トロカール×3、クロージャールバルブ×3、インフュージョンカニューラ×1

G-46511

UNO 1ステップカニューラシステム 25G シングルユース 6セット ¥192,000


●●● UNO 硝子体鉗子/剪刀 25G

シングルユースのチップにリユーズブルのハンドルを組み合わせた2コンポーネントシステム。一体型の製品と同様の操作感が得られます。



G-46541

UNO マイクロエンドグリップ鉗子 1.35mm 25G シングルユースチップ 6個入 ¥136,500



G-46542

UNO エンドグリップ鉗子 1.35mm 溝付 25G シングルユースチップ 6個入 ¥136,500



G-42544

UNO エイシメトリカル鉗子 0.9mm 25G シングルユースチップ 1個入 ¥29,000



G-42561

UNO マイクロ剪刀 ストレート 1.4mm 25G シングルユースチップ 1個入 ¥34,000



鉗子



剪刀



● G-40008 UNO チタニウムリユーズブルハンドル 8mm ¥58,000

G-40006 UNO チタニウムリユーズブルハンドル 6mm ¥58,000




スムーズな穿刺としっかりとした安定性を保つトロカールとカニューラ。そしてシリコンチップニードルの挿入も容易で閉塞性に優れたクロージャールブがセットになったカニューラシステムです。  
セット構成: カニューラ×3、トロカール×3、クロージャールブ×3、インフュージョンカニューラ×1

**G-46311**

UNO 1ステップカニューラシステム 23G シングルユース 6セット ¥180,000


●●● UNO 硝子体鉗子/剪刀 23G

シングルユースのチップにリユーズブルのハンドルを組み合わせた2コンポーネントシステム。一体型の製品と同様の操作感が得られます。



**G-46341**

UNO マイクロエンドグリップ鉗子 1.7mm 23G シングルユースチップ 6個入 ¥125,000



**G-46342**

UNO エンドグリップ鉗子 1.7mm 溝付 23G シングルユースチップ 6個入 ¥125,000



**G-46343**

UNO マイクロ鉗子 1.7mm 23G シングルユースチップ 6個入 ¥125,000



**G-42361**

UNO マイクロ剪刀 ストレート 1.6mm 23G シングルユースチップ 1個入 ¥32,000



鉗子



剪刀

● **G-40008** UNO チタニウムリユーズブルハンドル 8mm ¥58,000

**G-40006** UNO チタニウムリユーズブルハンドル 6mm ¥58,000