


Capsulorhexis Forceps Vertical Cutting Scissors for MICS


システム構成

チップ + ハンドル + クリーニングアダプタ 各1点



M-23100 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子システム 23G アングルド


M-23200 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子システム 23G BEAK 各 ¥200,000



M-23800

八重氏マイクロ虹彩剪刀システム 23G カーブシャフト 3.0mm 垂直刃


¥239,000



クリーニングアダプタに洗淨水を満たしたシリンジを接続して通水します。洗淨水はシャフト内部を洗淨し、チップ前方より排水されます。写真はヘッド後部にクリーニングアダプタを取り付けた状態

専用滅菌トレー

チップとハンドルを最大2セット安全に収納することができます。収納するチップとハンドルの数をお知らせください。



152x64x19mm

M-2600A ゴイダー社マイクロ鑷子・剪刀システム用滅菌トレー

PST
¥4,800

単品価格表

G-38242	池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子チップ 23G アングルド	¥107,000
G-38244	池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子チップ 23G BEAK	¥107,000
G-38246	八重氏マイクロ虹彩剪刀チップ 23G カーブシャフト 3.0mm 垂直刃	¥146,000
G-38240	ユニバーサルハンドル	¥83,000
G-36604	クリーニングアダプタ	¥10,000