



❖ Laryngoscopes

喉頭鏡

ハイネの喉頭鏡ハンドルとブレードは、ISO7376（グリーンスタンダード）適合品です。


喉頭鏡のハンドルとブレードはそれぞれグリーンラインとドットでマーキングされ、グリーンスタンダード適合品であることを表しています。他社の同規格製品と互換性があります。





ブレード内部に設けられた光路は、6,500本ものファイバーを高密度に束ねて形成され、優れた光透過性を実現しています。

ファイバー両端は精緻に加工され、4,000回を超えるオートクレープ滅菌(134℃/5分)に耐える堅牢さを誇ります。ブレードはメンテナンスフリーの一体型で洗浄、滅菌の際に分解する必要がありません。



マッキントッシュ断面図



		長さ/幅	
● F-000.22.100	マッキントッシュブレード 0	82mm/ 9.0mm	¥ 29,000
F-000.22.101	マッキントッシュブレード 1	93mm/11.0mm	¥ 29,000
F-000.22.102	マッキントッシュブレード 2	115mm/13.0mm	¥ 29,000
F-000.22.103	マッキントッシュブレード 3	135mm/15.0mm	¥ 29,000
F-000.22.143	マッキントッシュブレード 3m	135mm/15.0mm (強湾)	¥ 29,000
F-000.22.104	マッキントッシュブレード 4	155mm/15.0mm	¥ 32,000
F-000.22.105	マッキントッシュブレード 5	176mm/15.0mm	¥ 34,000

EOG、プラズマ、オートクレープ滅菌(134℃/5分)が可能です。


原寸大



ミラー断面図

ウイス断面図

ハイネ断面図



原寸大



原寸大

		長さ/幅	
● F-000.22.119	ミラーブレード 00	76mm/ 9.5mm	¥ 31,000
F-000.22.120	ミラーブレード 0	80mm/10.5mm	¥ 29,000
F-000.22.121	ミラーブレード 1	100mm/11.5mm	¥ 29,000
F-000.22.122	ミラーブレード 2	152mm/13.0mm	¥ 29,000
F-000.22.123	ミラーブレード 3	192mm/13.0mm	¥ 31,000
F-000.22.124	ミラーブレード 4	207mm/15.9mm	¥ 32,000
● F-000.22.131	ウイスブレード 1	110mm/13.0mm	¥ 29,000
F-000.22.132	ウイスブレード 2	130mm/16.0mm	¥ 29,000
F-000.22.133	ウイスブレード 3	160mm/16.0mm	¥ 29,000
● F-000.22.110	ハイネ ショートブレード 0	82mm/12.0mm	¥ 29,000
F-000.22.111	ハイネ ショートブレード 1	95mm/13.0mm	¥ 29,000

EOG、プラズマ、オートクレープ滅菌(134℃/5分)が可能です。



原寸大



ハンドルに内蔵された高輝度白色LEDは、色温度6,500Kelvin、寿命も約50,000時間と優れた性能を備えています。各ハンドルはバッテリーを内蔵した内筒と滅菌可能な外筒の二つのパーツで構成されています。



充電器への抜き差しで電源のオン/オフが可能な充電式ハンドル。ブレードの着脱による操作は不要です。

高輝度白色LEDは、色温度6,500Kelvin、寿命も約50,000時間と優れた性能を備えています。

※ スタンダードF.O. 4 LED充電ハンドルは、NT4充電器以外では使用できません。



スタンダードF.O. 4 LED充電ハンドル&NT4充電器の特長

最新のリチウムイオン充電電池を内蔵!



ニッケル水素充電電池と比べ、軽量でメモリー効果がほとんどありません。連続使用時間も長く、長寿命で経済的です。

電源スイッチの自動オン/オフ機能!

充電ハンドルのスイッチをオンのまま充電器に戻すとライトは自動的に消灯。充電器から外すと自動的に点灯します。オン/オフ操作は不要です。

左右独立した充電機能を備えた充電器!

青色のリング状のLEDが充電中と充電完了を異なる発光パターンで知らせます。過充電防止の安全設計です。

● F-008.22.894 スタンダードF.O. 4 LED充電ハンドル 3.5V ￥66,400

ハンドル下部にバッテリー残量を知らせるLEDインジケータを内蔵しています。

インジケータ：● 充電して下さい

連続使用時間：約7時間 フル充電：約2時間 重量：320g

X-007.99.383 リチウムイオン充電電池 3.5V ￥25,000



● X-002.99.494 NT4充電器 ￥47,500



手軽に使用できる電池式ハンドル。充電式へのアップグレードも無駄なく行えます。

スリムで軽量のスモールハンドルは、ショートブレードとバランス良くマッチします。



単2電池×2

● F-008.22.860 F.O. LED電池ハンドル 2.5V (重量382g) ￥40,700

単3電池×2

● F-008.22.800 スモールF.O. LED電池ハンドル 2.5V (重量232g) ￥36,800