



LEDルーペライト 2 (コード式)  
LED LoupeLight 2 Plug-in



## ハイネのルーペライトが大きく進化しました。

LEDライトのクオリティと光量が大幅にアップ。  
バッテリーのサイズと重量が約3分の1になり、携帯性も大幅に向上しました。

\*... 従来のLEDルーペライト、mPackLL携帯バッテリーとの互換性はありません。



### 特長

- **高品質LED**  
色温度4000ケルビン、演色評価数 (CRI) 90と病変部位の拡大観察に適した高品質なLEDを使用しています。
- **高出力**  
55000ルクスとさらなる驚異的な明るさを実現しました。
- **メンテナンス性**  
コード交換が容易になりメンテナンス性が向上しました。

### LEDルーペライト2 専用充電トランス



- **軽量コンパクト**  
わずか95gの軽量ボディ。手に収まるコンパクトサイズです。
- **携帯性**  
オプションでベルトクリップを用意しています。

### mPack mini + USB ACアダプター



充電状態と電池残量をLEDで知らせるモバイルバッテリー。  
繰り返し充電しても劣化が少ないリチウムイオンを内蔵しています。  
連続使用時間：約4時間 フル充電：約4時間  
重量：95g

X-000.99.007 ベルトクリップ mPack mini用 ¥ 5,900

### Sフレーム LEDルーペライトシステム

セット構成 LEDルーペライト2 + 双眼ルーペ+iビュー + Sフレーム + mPack mini + USB ACアダプター + 収納ケース

### ヘッドバンド LEDルーペライトシステム

セット構成 LEDルーペライト2 + 双眼ルーペ+iビュー + ヘッドバンド + mPack mini + USB ACアダプター

各 ¥ 442,600\*