



✓ DKマイクロ鑷子 2-110シリーズ

30年以上に渡り、D&K社のマイクロ鑷子のベストセラーモデルとして評価の高い「2-110」  
同製品を頂点とした最新のシリーズは、CNC工作機械\*により継ぎ目なく切削加工され、特徴的なデザインの継承と進化を両立させました。


\*CNC工作機械とは... コンピューター制御(CNC: Computer Numerical Control)により、精密な切削加工から仕上げまでの工程を自動で行う工作機械のことです。



2-110 角膜/縫合鑷子 0.12mm歯




角膜把持用の鉤と縫合用のプラットフォームを備えたDK定番のマイクロ鑷子。  
マイクロサージェリー全般に使用できる汎用性の高い製品です。




2-100 角膜/縫合鑷子 0.25mm ピアス型ノッチ



角膜把持用のノッチと縫合用のプラットフォームを備えたマイクロ鑷子。  
組織の挫滅を最小限に抑えます。



2-500 縫合鑷子



2-132 コリブリ鑷子 0.12mm歯

