


2-500-4E 千原氏結膜錐子 直 E
2-501-2E 千原氏結膜錐子 曲 E

 Duckworth & Kent


チップの内側には滑らかに仕上げられたピラミッド状の突起が並び、先端を閉じた際それぞれがかみ合う精緻な仕上がりとなっています。そのため、組織の挫滅を最小限に抑え結膜をしっかりと把持することができます。緑内障手術の他、翼状片切除や眼瞼などの手術にも使用できる汎用性の高い錐子です。



2-503E 大高氏縫合錐子 E


 Duckworth & Kent

プラットホーム表面に微細な滑り止め加工を施し、その中央に血液を逃がす溝を設けました。組織の挫滅や血液の凝固による把持力の低下を最小限に抑えます。



● **2-524-1E** ケルマン・マクファーソン氏縫合錐子 10mm E
2-526E ケルマン・マクファーソン氏縫合錐子 6mm E

 Duckworth & Kent



2-214E トラウトマン・バラッケ氏コリブリ錐子 0.12mm歯 E

 Duckworth & Kent

コシが強く開閉ストロークが大きいコリブリの特徴を備えています。