




SAM SPLINT サムスプリント 副木



全身に使える副木

X-RAY

軽量でフレキシブルなアルミ合金をウレタンフォームで覆った副木(スプリント)です。
ハサミで簡単に切ることも可能で、痛めた部位に合わせて成形・固定できます。装着したままX線撮影も可能です。



- ハサミで自在にカットできる
- MRI Conditional - 条件付きMRI可能
- 使用部位にぴったりフィット
- 軽く、強く、ソフトな感覚
- 装着したままX線撮影可能



- アルミ合金をポリウレタンで覆っている
- 皮膚にやさしく、汚れを落としやすい
- 成形しやすい

製品番号	SAM1191
製品名	サムスプリント ラージ(四つ折)
サイズ	L914×W140×D5mm
四つ折	L230×W140mm
重さ	165g
価格	¥6,600(税別)

一般的名称: 形成型副木 / クラス分類: 一般医療機器
製造販売届出番号: 13B3X00138000005

製品番号	SAM1121
製品名	サムスプリント スタンダード(ロール)
サイズ	L914×W108×D5mm
ロール	φ90×W108mm
重さ	130g
価格	¥4,800(税別)

一般的名称: 形成型副木 / クラス分類: 一般医療機器
製造販売届出番号: 13B3X00138000005



- Cの字に成型すると、患部を固定するのに十分な硬さになる。
- ハサミで切断して、患部の大きさに合わせることができる。

製品番号	SAM1213
製品名	サムスプリントフィンガー(10枚入)
サイズ	L95×W46×D5mm
重さ	50g(10枚)
価格	¥4,600(税別)

一般的名称: 手・指用副木 / クラス分類: 一般医療機器
製造販売届出番号: 13B3X00138000006

製品番号	SAM1410
製品名	サムスプリント ジュニア(二つ折)
サイズ	L460×W108×D5mm
二つ折	L230×W108mm
重さ	70g
価格	¥4,400(税別)

一般的名称: 形成型副木 / クラス分類: 一般医療機器
製造販売届出番号: 13B3X00138000005

製造販売業者



〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736
www.accord-intl.com

販売元



〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-4
TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866
www.metechnica.co.jp