

バッテリートレイ

プラズマ
滅菌対応

軽量
ボディ

安心収納




IN-5017-R
サミット バッテリートレイ 1個用 ¥86,000

| | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| サイズ | 内寸 : 95×89×92mm | 外寸 : 119×105×112mm |
|-----|-----------------|--------------------|



IN-5015-R
サミット バッテリートレイ 2個用 ¥98,000

| | | |
|-----|------------------|--------------------|
| サイズ | 内寸 : 188×87×92mm | 外寸 : 212×105×112mm |
|-----|------------------|--------------------|



IN-5016-R
サミット バッテリートレイ 3個用 ¥110,000

| | | |
|-----|------------------|--------------------|
| サイズ | 内寸 : 305×89×92mm | 外寸 : 329×105×112mm |
|-----|------------------|--------------------|

材質: アルミニウム・シリコン 対応する滅菌方法: オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、プラズマ滅菌、過酸化水素滅菌(STERIS社) バッテリー: Stryker

