

iphone X slit lamp



iPhone
専用

スリットランプ
METORI-50V II

本体重量

約 **96 g**

(7・8・SEモデル)

連続照明時間

約 **10** 時間

アプリ

不要

スリットランプ

METORI-50VⅡ

iPhoneのカメラ機能を使用して、診察や撮影が簡単に行えます。

診察

軽量・小型・コードレス

- 場所を問わず診察が可能で、設置スペースに困りません。
- 自然な姿勢で、さまざまな大きさの動物を診察できます。

撮影

撮影データを共有

- 画像や動画を見せることで、飼い主さんの理解が深まります。
- 医師同士で共有して、意見交換ができます。




■ 製品の特長



カメラと光学部の
位置調整は不要です。

アダプターは各種iPhone専用
に設計され装着は簡単です。



堅牢で衝撃に強いABS
樹脂製のアダプターが
iPhoneを守ります。

*iPhone7・8・SEは非対応




専用のアプリは不要です。

iPhoneの機能だけで、簡単に観察
や動画撮影が行えます。

LED照明光装置

スリット幅
0.3mm



① スリット照明装置



● 青色光照明装置



検査目的に応じて専用の照明装置を使用します。

[画像提供] ネクスト動物医療センター 院長 川上 亮先生

内視鏡の取付も可能

*こちらは専用アプリが必要になります。



光学部を取り外して内視鏡を
取り付けることができます。

対応内視鏡 32mm口径 軟性鏡 硬性鏡



■ 製品情報

iPhone 12~16用

¥ 191,000 (税抜)

MSV2-0012-120: iPhone 12 / MSV2-0012-121: iPhone 12 mini
MSV2-0012-130: iPhone 13 / MSV2-0012-131: iPhone 13 mini
MSV2-0012-140: iPhone 14
MSV2-0012-150: iPhone 15
MSV2-0012-160: iPhone 16

iPhone 7・8・SE用


¥ 178,000 (税抜)

MSV2-0012-70: iPhone 7・8・SE

【セット構成】

* iPhoneは別売りです

光学部本体+アダプター+①スリット光照明装置+●青色光照明装置
+蛍光フィルター+リチウム電池 CR2×2本+ケース




レンズ : 光学ガラス

撮影倍率: 3.5倍

撮影距離: 50mm

照射角 : 撮影レンズに対して45°



光源 : LED

電源・電圧 : DC3V(リチウム電池CR2×1本)

連続照明時間: 約10時間

重量 : 120g / 96g

業事情報

販売名: スリットランプ METORI-50VⅡ / 一般的名称: 眼撮影装置 / 届出番号: 3動業第1302号 / クラス分類: クラスI / 製造元: 株式会社 井澤

* iPhoneは、Apple INC.の商標です。

