



**Eye
Technology**
A MedOne Company

NEW PRODUCTS



FR-2301 ET IOLカッター 18G

¥176,000(税抜)

アイテクノロジー社のIOLカッターです。1.9mmの切開創より挿入可能で、操作中の粘性物質の漏れを最小に抑えます。

一般的名称:眼科用せん刀/クラス分類:一般医療機器/届出番号:11B2X10068000018/販売名:Eye Technology剪刀

✓ 専用滅菌トレー 1本用 M-2703A 2本用 M-2702A



FR-2302 ET IOL把持・摘出鑷子 20G

¥162,000(税抜)

チップ内側をセレイテッド加工に仕上げる事により、眼内レンズの把持・摘出を安全に行うことができます。

一般的名称:眼科用ピンセット/クラス分類:一般医療機器/届出番号:11B2X10068000019/販売名:Eye Technology鑷子

✓ 専用滅菌トレー 1本用 M-2703A 2本用 M-2702A



FR-2300 吉川氏ICLマニピュレーティング鑷子 20G

¥193,000(税抜)

チップ形状を楕円にする事によりカートリッジ内での開閉域も大きくなり、安全かつ容易に操作ができるようになりました。また、ICLレンズ摘出にも使用できます。

一般的名称:眼科用ピンセット/クラス分類:一般医療機器/届出番号:11B2X10068000019/販売名:Eye Technology鑷子

 **M.E. Technica**
株式会社 エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越1-8-22
TEL 048-420-9604 FAX 048-420-9606

■札幌 ■仙台 ■名古屋 ■大阪 ■福岡

www.metecnica.co.jp



製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号:11B2X10068