




# INSTRUSAFE

マイクロ  
器具の収納  
に最適




Tray

## ガーディアントレー 232×157×27mm


¥110,000(税別)

### 製品の特長



レバー操作で  
フタを確実にロック

レバーを90°回転させロックします。フタが外れて落下する心配もありません。



壁面シリコンで  
先端破損を防止

内部は壁面までシリコンで覆われており、収納器具の先端を安全に保護します。

#### 滅菌方法

プラズマ滅菌  
オートクレーブ滅菌・EOG滅菌  
過酸化水素滅菌(STERIS社)

#### 材質

アルミニウム・シリコン

#### サイズ

内寸:232×157×27mm  
外寸:260×168×33mm

