

診ることも見せることもできる



ビデオ オトスコープ

# ANIMALLOOK AL-1 AL-2

動画・静止画の  
保存ができます



特許出願中

AL-2は照度とレンズの  
グレードを上げました。



AL-1




AL-2

## アニマルックの特徴


- ◆ 視野角が広いので、耳の中を広範囲で見られます。
- ◆ 湿気でレンズが曇らないようになっています。
- ◆ 先端部が防水構造になっています。
- ◆ 焦点深度が深いので、カメラのピント調整が必要ありません。
- ◆ 照明には高輝度LEDを採用しています。
- ◆ 機器の消費電力が少ないので、パソコンやタブレットのUSB2.0の電源だけで使用する事ができますので、外部電源は必要ありません。
- ◆ スペキュラは、耐アルコール性があるので、洗浄・殺菌も簡単です。
- ◆ オプションのWiFiボックスを使用することで、USBポートのないiPadやiPhoneで画像を見ることも可能です。

## 商品説明



- USBケーブルの中継部で写真撮影や照度調整ができます。
- 静止画はJPEGで保存することができます。
- 動画はMPEGで保存することができます。

- 先端部のレンズに直接皮膚や毛が付き難い構造なので、映像の見やすさが損なわれにくくなっております。
- スペキュラ先端がφ5.0mmと細く出来ていますので、小型犬の鼓膜も見ることができます。
- スペキュラを簡単にチューブに交換して使用することができます。



商品名		アニマルック AL-1型	アニマルック AL-2型	動物医療機器 届出番号	29動薬第699号		
販売価格		60,000円(税別)	103,000円(税別)	仕 様	撮像素子 1/4インチカラーCMOS 静止画・動画保存可能 イメージングファイバー 13,000画素 推奨PC Windows 10、Windows 8、8.1、Windows 7 2.4GHz Intel Core Duo Processor 2GB RAM 以上 USB 2.0 Macintosh (MacOS 10.10以上)はQuickTimeを使用することにより映像を見ることができます。 ※表示画面のマスク機能、中心位置機能がありません。		
本体サイズ	長さ	205mm				付属品	CD-ROM、スペキュラ、チューブ10本、チューブベース、取扱説明書
	幅	25mm					
	ケーブルの長さ	200cm					
	重量	100g					
先端径	カメラ	3.3mm					
	スペキュラ	5.0mm					
	チューブ	4.1mm					
レンズ	照度	AL-2はAL-1の1.5倍の明るさです。					
	焦点深度	7~30mm	5~35mm				
	視野角	60度	70度				
	解像度	200 lp/mm	250 lp/mm				

## 別売り商品

- WiFiボックス 9,800円(税別)



WiFiボックスにアニマルックを接続することでiPhone、iPadで映像をみることができます。

- 先端部(スペキュラ)3個セット 1,200円(税別)



- チューブ(10本入り) 500円(税別)



【発売元】

**コデン株式会社**

東京都豊島区巢鴨1-4-16  
TEL. 03-5981-8611 FAX. 03-5981-8878  
<http://www.coden.co.jp>

【販売元】

**M.E. Technica**

株式会社 エムイーテクニカ

<http://www.metecnica.co.jp/>

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4 TEL 03-5395-4588  
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2 TEL 011-792-6522  
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12 TEL 06-6829-7912  
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-18-28-706 TEL 092-432-3740